

**Productos para formación  
y accesorios del AED Pro®**

**ZOLL®**



# Electrodos



## **CPR-D-padz®**

El revolucionario CPR-D-padz de una sola pieza para adultos, que incluye un par de electrodos, asegura una colocación rápida y precisa. Detecta y comunica al AED Pro® de ZOLL la profundidad y la frecuencia de las compresiones torácicas. Los electrodos CPR-D-padz tienen una vida útil de 5 años, la más larga de todos los electrodos desechables.

**REF 8900-0800**



### Pedi-padz® II

El AED Pro integra las capacidades pediátricas inteligentes exclusivas de ZOLL. Los electrodos Pedi-padz II están diseñados para pacientes menores de 8 años o que pesen menos de 25 kg. El DEA puede detectar cuándo están colocados los electrodos pediátricos y cambiar del algoritmo de análisis de ECG específico para adultos al pediátrico. Los electrodos Pedi-padz II tienen una vida útil de dos años.

**REF 8900-0810**



### CPR Stat-padz®

Electrodos de dos piezas con capacidades Real CPR Help®. Vida útil de 24 meses.

**REF 8900-0400 (paquete de 8)**

**REF 8900-0402 (1 unidad)**



### Electrodos de ECG

Caja con 200 bolsas. (3 electrodos de ECG/bolsa)

**REF 8900-0003**



### Cable de ECG AED Pro AAMI

Monitorización de pacientes con la derivación II, con cable de 3 derivaciones.

**REF 8000-0838**

# Accesorios



## Paquete de baterías SurePower®

El paquete de baterías SurePower es una fuente de alimentación de iones de litio recargable y fiable, tanto para usuarios ocasionales como para los profesionales del rescate a tiempo completo. Las autocomprobaciones integradas, el historial de uso y carga, y un indicador de carga que muestra el tiempo de uso clínico restante en lugar de la capacidad de la batería, le permiten estar completamente seguro de que el AED Pro tiene la carga adecuada. También compatible con el monitor/desfibrilador ZOLL E Series®. Cargador no incluido.

REF 8019-0535



## Estación de carga SurePower

Compruebe, reacondicione y cargue cuatro baterías SurePower a la vez con la estación de carga SurePower. El sistema maximiza la duración y la fiabilidad de las baterías recargables ZOLL. Compatible con el paquete de baterías SurePower y con todas las baterías recargables anteriores de ZOLL. También es compatible con el paquete de baterías SurePower II (requiere un adaptador de ranura, que se vende por separado). Baterías no incluidas.

REF 8050-0030

## Cargador de baterías SurePower de una sola ranura

Compruebe, reacondicione y cargue un solo paquete de baterías SurePower o SurePower II de ZOLL. No compatible con baterías de NiCad o de plomo-ácido selladas. Baterías no incluidas.

REF 8200-000100





**Batería de iones de litio  
no recargable AED Pro**

Vida útil máxima de 5 años.  
No se puede recargar.

REF 8000-0860



**Maletín blando AED Pro**

REF 8000-0810



**Maletín de vinilo moldeado AED Pro**

Incluye un compartimento para una batería  
de repuesto.

REF 8000-0832



**Maletín de transporte rígido**

Maletín rígido con recortes de espuma.

REF 8000-0875

# Formación



## Equipo de formación de viaje ZOLL

El equipo de formación portátil optimizado incluye una silueta de maniquí plana, con un simulador de ritmo cardíaco integrado y una almohadilla CPR-D-Demo para demostraciones del AED Pro. Se pliega y se guarda fácilmente en la pequeña bolsa de lona suministrada para facilitar su transporte.

REF 8008-0006

## Kit de demostración de AED Plus

También ideal para demostraciones de Real CPR Help® con el AED Pro, el kit de demostración para AED Plus® incluye una almohadilla CPR-D-padz Demo y un maniquí en una bolsa de transporte grande. (AED Pro clínico y estimulador no incluidos).

REF 8000-0834

## Simulador AED Pro

Simula el ritmo cardíaco y un ECG de 3 derivaciones para demostraciones del AED Pro con una unidad clínica.

REF 8000-0829





### Simulador See-Thru CPR®

Este simulador proporciona arritmias comunes y ECG de derivación II para formación y demostraciones, con la ventaja adicional de simular la See-Thru CPR®, la tecnología de vanguardia de AED Pro para reducir la duración de las pausas durante las compresiones torácicas. También compatible con los desfibriladores X Series® y R Series® de ZOLL.

REF 8009-0751



### Almohadilla CPR-D-Demo padz

Electrodos de demostración para utilizar con el AED Pro clínico o el AED Plus (requiere un DEA y un simulador).

REF 8900-5007



### Almohadilla Demo CPR Stat-padz

Electrodos de demostración para utilizar con el AED Pro clínico o el AED Plus (requiere un DEA y un simulador).

REF 8900-0190



### Maniquí de demostración

Cabeza ajustable para el control de la vía aérea.

REF 8000-0835



ZOLL Medical Corporation, una empresa del grupo Asahi Kasei, desarrolla y comercializa dispositivos médicos y soluciones de software que ayudan a mejorar los cuidados de emergencia y a salvar vidas, a la vez que aumentan la eficacia clínica y operativa. Con productos para la desfibrilación y la monitorización, la obtención de información sobre la RCP y la circulación, la gestión de datos, la reanimación con líquidos, el control terapéutico de la temperatura, y la ventilación, ZOLL ofrece un conjunto completo de tecnologías para ayudar a los médicos, los servicios de urgencias y bomberos, y los reanimadores legos a tratar a víctimas que necesiten reanimación y cuidados intensivos agudos. Para obtener más información, visite [www.zoll.com](http://www.zoll.com).

El grupo Asahi Kasei es un grupo diversificado de empresas dirigido por el «holding» Asahi Kasei Corp., que opera en los sectores de negocio químico y de fibras, viviendas y materiales de construcción, electrónica, y atención sanitaria. Sus operaciones en el sector sanitario incluyen dispositivos y sistemas para cuidados intensivos, diálisis, aféresis terapéutica, transfusión y fabricación de productos bioterapéuticos, así como productos farmacéuticos, reactivos de diagnóstico y productos nutricionales. Con más de 30 000 empleados en todo el mundo, el grupo Asahi Kasei atiende a clientes en más de 100 países. Para obtener más información, visite [www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/](http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/).

**ADVANCING  
RESUSCITATION.  
TODAY.®**

**ZOLL Medical Corporation**  
Sede mundial  
269 Mill Road  
Chelmsford, MA 01824, EE.UU.  
978-421-9655  
800-804-4356  
[www.zoll.com](http://www.zoll.com)

Para consultar las direcciones y números de fax de las filiales, así como otras oficinas mundiales, visite [www.zoll.com/contacts](http://www.zoll.com/contacts).

©2018 ZOLL Medical Corporation. Todos los derechos reservados. Advancing Resuscitation. Today., AED Plus, AED Pro, CPR-D-padz, E Series, Pedi-padz, Real CPR Help, R Series, See-Thru CPR, SurePower, X Series y ZOLL son marcas comerciales o registradas de ZOLL Medical Corporation en Estados Unidos o en otros países.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.